



prosthetic.line

CM LOC®

Implant compatibility list.

CM LOC® Implantat Kompatibilitätsliste

CM LOC® Systèmes d'implants compatibles

CM LOC® Compatible implant systems

CM LOC® Sistemi implantari compatibili

CM LOC® Sistemas de implantes compatibles



			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Straumann®	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH1	35Ncm	05001408
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH2	35Ncm	05001409
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH3	35Ncm	05001410
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH4	35Ncm	05001411
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH5	35Ncm	05001412
	CM LOC®	Case Guide	Straumann® RN 4.8	–	05001578
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH1	35Ncm	05001720
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH2	35Ncm	05001721
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH3	35Ncm	05001722
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH4	35Ncm	05001723
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH5	35Ncm	05001724
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Straumann® RN 4.8	–	05001884
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH1	35Ncm	05001413
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH2	35Ncm	05001414
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH3	35Ncm	05001415
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH4	35Ncm	05001416
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH5	35Ncm	05001417
	CM LOC®	Case Guide	Straumann® RC 4.1 / 4.8	–	05001579
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH1	35Ncm	05001725
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH2	35Ncm	05001726
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH3	35Ncm	05001727
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH4	35Ncm	05001728
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH5	35Ncm	05001729
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Straumann® RC 4.1 / 4.8	–	05001885
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH1	35Ncm	05001418
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH2	35Ncm	05001419
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH3	35Ncm	05001420
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH4	35Ncm	05001421
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH5	35Ncm	05001422
	CM LOC®	Case Guide	Straumann® NNC 3.5	–	05001580
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH1	35Ncm	05002547
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH2	35Ncm	05002548
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH2	35Ncm	05002549
CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH4	35Ncm	05002550	
CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH5	35Ncm	05002551	
CM LOC®	Case Guide	Straumann® NC 3.3	–	05002552	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Nobel Biocare	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH1	35Ncm	0500 1423
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH2	35Ncm	0500 1424
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH3	35Ncm	0500 1425
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH4	35Ncm	0500 1426
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH5	35Ncm	0500 1427
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5	–	0500 1581
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH1	35Ncm	0500 1296
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH2	35Ncm	0500 1300
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH3	35Ncm	0500 1301
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH4	35Ncm	0500 1302
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH5	35Ncm	0500 1303
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3	–	0500 1582
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH1	35Ncm	0500 1740
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH2	35Ncm	0500 1741
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH3	35Ncm	0500 1742
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH4	35Ncm	0500 1743
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH5	35Ncm	0500 1744
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3	–	0500 1888
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH1	35Ncm	0500 2109
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH2	35Ncm	0500 2110
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH3	35Ncm	0500 2111
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH4	35Ncm	0500 2112
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH5	35Ncm	0500 2113
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Active® NP 3.5	–	0500 2187
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH1	35Ncm	0500 1437
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH2	35Ncm	0500 1438
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH3	35Ncm	0500 1439
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH4	35Ncm	0500 1440
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH5	35Ncm	0500 1441
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0	–	0500 1584
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH1	35Ncm	0500 1750
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH2	35Ncm	0500 1751
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH3	35Ncm	0500 1752
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH4	35Ncm	0500 1753
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH5	35Ncm	0500 1754
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0	–	0500 1890
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH1	35Ncm	0500 2114
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH2	35Ncm	0500 2115
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH3	35Ncm	0500 2116
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH4	35Ncm	0500 2117
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH5	35Ncm	0500 2118
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0	–	0500 2188
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH1	35Ncm	0500 2261	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH2	35Ncm	0500 2262	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH3	35Ncm	0500 2263	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH4	35Ncm	0500 2264	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH5	35Ncm	0500 2265	
CM LOC® FLEX	Case Guide	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0	–	0500 2309	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Astra Tech	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH1	25Ncm	05001452
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH2	25Ncm	05001453
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH3	25Ncm	05001454
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH4	25Ncm	05001455
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH5	25Ncm	05001456
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0	–	05001587
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH1	25Ncm	05001457
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH2	25Ncm	05001458
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH3	25Ncm	05001459
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH4	25Ncm	05001460
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH5	25Ncm	05001461
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0	–	05001588
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH1	25Ncm	05001770
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH2	25Ncm	05001771
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH3	25Ncm	05001772
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH4	25Ncm	05001773
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH5	25Ncm	05001774
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0	–	05001894
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH1	25Ncm	05001963
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH2	25Ncm	05001964
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH3	25Ncm	05001965
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH4	25Ncm	05001966
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH5	25Ncm	05001967
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6	–	05001981
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH1	25Ncm	05001968
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH2	25Ncm	05001969
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH3	25Ncm	05001970
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH4	25Ncm	05001971
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH5	25Ncm	05001972
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2	–	05001982
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH1	25Ncm	05001932
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH2	25Ncm	05001933
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH3	25Ncm	05001934
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH4	25Ncm	05001935
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH5	25Ncm	05001936
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2	–	05001946
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH1	25Ncm	05001973
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH2	25Ncm	05001974
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH3	25Ncm	05001975
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH4	25Ncm	05001976
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH5	25Ncm	05001977
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8	–	05001983
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH1	25Ncm	05001937
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH2	25Ncm	05001938
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH3	25Ncm	05001939
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH4	25Ncm	05001940
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH5	25Ncm	05001941
CM LOC® FLEX	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8	–	05001947	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.	
Zimmer	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH1	30Ncm	0500 1462	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH2	30Ncm	0500 1463	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH3	30Ncm	0500 1464	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH4	30Ncm	0500 1465	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH5	30Ncm	0500 1466	
	CM LOC®	Case Guide	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5	–	0500 1589	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH1	30Ncm	0500 1467	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH2	30Ncm	0500 1468	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH3	30Ncm	0500 1469	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH4	30Ncm	0500 1470	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH5	30Ncm	0500 1471	
	CM LOC®	Case Guide	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5	–	0500 1590	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH1	30Ncm	0500 1780	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH2	30Ncm	0500 1781	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH3	30Ncm	0500 1782	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH4	30Ncm	0500 1783	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH5	30Ncm	0500 1784	
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5	–	0500 1896	
	MIS® (standard narrow)	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 3.5 GH1	30Ncm	0500 1462
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH2	30Ncm	0500 1463	
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH3	30Ncm	0500 1464	
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH4	30Ncm	0500 1465	
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH5	30Ncm	0500 1466	
CM LOC®		Case Guide	MiS® Seven 3.5	–	0500 1589	
MIS® (wide platform)	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH1	30Ncm	0500 1467	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH2	30Ncm	0500 1468	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH3	30Ncm	0500 1469	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH4	30Ncm	0500 1470	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH5	30Ncm	0500 1471	
	CM LOC®	Case Guide	MiS® Seven 4.5	–	0500 1590	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH1	30Ncm	0500 1780	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH2	30Ncm	0500 1781	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH3	30Ncm	0500 1782	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH4	30Ncm	0500 1783	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH5	30Ncm	0500 1784	
	CM LOC® FLEX	Case Guide	MiS® Seven 4.5	–	0500 1896	
	BioHorizons®	CM LOC®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH1	30Ncm	0500 1462
		CM LOC®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH2	30Ncm	0500 1463
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH3	30Ncm	0500 1464	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH4	30Ncm	0500 1465	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH5	30Ncm	0500 1466	
CM LOC®		Case Guide	BioHorizons® Internal 3.5	–	0500 1589	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH1	30Ncm	0500 1467	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH2	30Ncm	0500 1468	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH3	30Ncm	0500 1469	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH4	30Ncm	0500 1470	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH5	30Ncm	0500 1471	
CM LOC®		Case Guide	BioHorizons® Internal 4.5	–	0500 1590	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH1	30Ncm	0500 1780	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH2	30Ncm	0500 1781	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH3	30Ncm	0500 1782	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH4	30Ncm	0500 1783	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH5	30Ncm	0500 1784	
CM LOC® FLEX		Case Guide	BioHorizons® Internal 4.5	–	0500 1896	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Camlog®	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH1	30Ncm	05001544
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH2	30Ncm	05001545
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH3	30Ncm	05001546
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH4	30Ncm	05001547
	CM LOC®	Case Guide	Camlog® 3.8	–	05001591
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH1	30Ncm	05001790
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH2	30Ncm	05001791
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH3	30Ncm	05001792
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH4	30Ncm	05001793
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Camlog® 3.8	–	05001897
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH1	30Ncm	05001549
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH2	30Ncm	05001550
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH3	30Ncm	05001551
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH4	30Ncm	05001552
	CM LOC®	Case Guide	Camlog® 4.3	–	05001592
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH1	30Ncm	05001795
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH2	30Ncm	05001796
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH3	30Ncm	05001797
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH4	30Ncm	05001798
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Camlog® 4.3	–	05001898
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH1	30Ncm	05001482
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH2	30Ncm	05001483
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH3	30Ncm	05001484
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH4	30Ncm	05001485
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH5	30Ncm	05001486
	CM LOC®	Case Guide	Conelog® 3.8/4.3	–	05001594
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH1	30Ncm	05001805
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH2	30Ncm	05001806
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH3	30Ncm	05001807
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH4	30Ncm	05001808
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH5	30Ncm	05001809
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Conelog® 3.8/4.3	–	05001899
Dentsply	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH1	25Ncm	05002014
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH2	25Ncm	05002015
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH3	25Ncm	05002016
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH4	25Ncm	05002017
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH5	25Ncm	05002018
	CM LOC®	Case Guide	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	–	05002020
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH1	25Ncm	05002002
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH2	25Ncm	05002003
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH3	25Ncm	05002004
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH4	25Ncm	05002005
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH5	25Ncm	05002006
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0	–	05002008

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Sweden+Martina	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH1	30Ncm	0500 2119
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH2	30Ncm	0500 2120
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH3	30Ncm	0500 2121
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH4	30Ncm	0500 2122
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH5	30Ncm	0500 2123
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3	–	0500 2189
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH1	30Ncm	0500 2124
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH2	30Ncm	0500 2125
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH3	30Ncm	0500 2126
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH4	30Ncm	0500 2127
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH5	30Ncm	0500 2128
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8	–	0500 2190
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH1	30Ncm	0500 2266
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH2	30Ncm	0500 2267
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH3	30Ncm	0500 2268
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH4	30Ncm	0500 2269
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH5	30Ncm	0500 2270
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8	–	0500 2310
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH1	30Ncm	0500 2129
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH2	30Ncm	0500 2130
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH3	30Ncm	0500 2131
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH4	30Ncm	0500 2132
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH5	30Ncm	0500 2133
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25/5.0/6.0	–	0500 2192
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH1	30Ncm	0500 2271
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH2	30Ncm	0500 2272
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH3	30Ncm	0500 2273
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH4	30Ncm	0500 2274
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH5	30Ncm	0500 2275
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH1	30Ncm	0500 2134
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH2	30Ncm	0500 2135
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH3	30Ncm	0500 2136
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH4	30Ncm	0500 2137
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH5	30Ncm	0500 2138
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0	–	0500 2192
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH1	30Ncm	0500 2276
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH2	30Ncm	0500 2277
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH3	30Ncm	0500 2278
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH4	30Ncm	0500 2279
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH5	30Ncm	0500 2280
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25/5.0/6.0	–	0500 2312

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Osstem®	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1	30Ncm	05002159
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2	30Ncm	05002160
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3	30Ncm	05002161
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4	30Ncm	05002162
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5	30Ncm	05002163
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	–	05002197
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1	30Ncm	0500 2566
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2	30Ncm	0500 2567
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3	30Ncm	0500 2568
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4	30Ncm	0500 2569
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5	30Ncm	0500 2570
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	–	0500 2586
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH1	30Ncm	05002590
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH2	30Ncm	05002591
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH3	30Ncm	05002592
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH4	30Ncm	05002593
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH5	30Ncm	05002594
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® TS Mini 3.5	–	05002596
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH1	30Ncm	05002154
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH2	30Ncm	05002155
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH3	30Ncm	05002156
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH4	30Ncm	05002157
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH5	30Ncm	05002158
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® US Regular 4.1	–	05002196
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH1	30Ncm	05002149
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH2	30Ncm	05002150
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH3	30Ncm	05002151
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH4	30Ncm	05002152
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH5	30Ncm	05002153
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® SS Regular 4.8	–	05002195
Dyna	CM LOC®	for Dyna Helix Implant System Distributed by Dyna Dental Engineering b.v, The Netherlands			
Aurosan	CM LOC® CM LOC® FLEX	for Aurosan REVOIS® PRO Implant System Distributed by Aurosan GmbH, Germany			

Alle mit ® und ™ gekennzeichneten Unternehmen und Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Toutes les sociétés et marques accompagnées des symboles ® et ™ sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

All companies and trademarks with ® and ™ are registered trademarks of their respective owners.

Tutte le ditte e i marchi contrassegnati con ® e ™ sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Todas las empresas y marcas comerciales designadas con ® y ™ son marcas registradas de sus correspondientes propietarios.