



prosthetic.line

Dalbo® Abutment

Implant compatibility list.

Dalbo® Abutment Implantat Kompatibilitätsliste

Liste de compatibilité des implants de piliers Dalbo®

Dalbo® Abutment implant compatibility list

Lista di compatibilità dell'impianto abutment Dalbo®

Lista de compatibilidad de implantes de pilar Dalbo®



			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Straumann®	Dalbo®	Abutment	Straumann® RN 4.8, GH1	Torque 35Ncm	0500 2446
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RN 4.8, GH2	Torque 35Ncm	0500 2447
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RN 4.8, GH3	Torque 35Ncm	0500 2448
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RC 4.1/4.8, GH3	Torque 35Ncm	0500 2456
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RC 4.1/4.8, GH4	Torque 35Ncm	0500 2457
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RC 4.1/4.8, GH5	Torque 35Ncm	0500 2458
	Dalbo®	Abutment	Straumann® NC 3.3, GH3	Torque 35Ncm	0500 2476
	Dalbo®	Abutment	Straumann® NC 3.3, GH4	Torque 35Ncm	0500 2477
	Dalbo®	Abutment	Straumann® NC 3.3, GH5	Torque 35Ncm	0500 2478
Astra Tech	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH3	Torque 25Ncm	0500 2706
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH4	Torque 25Ncm	0500 2707
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH5	Torque 25Ncm	0500 2708
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH3	Torque 25Ncm	0500 2716
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH4	Torque 25Ncm	0500 2717
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH5	Torque 25Ncm	0500 2718
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH3	Torque 25Ncm	0500 2726
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH4	Torque 25Ncm	0500 2727
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH5	Torque 25Ncm	0500 2728
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH3	Torque 25Ncm	0500 2736
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH4	Torque 25Ncm	0500 2737
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH5	Torque 25Ncm	0500 2738
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH3	Torque 25Ncm	0500 2746
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH4	Torque 25Ncm	0500 2747
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH5	Torque 25Ncm	0500 2748
Dentsply	Dalbo®	Abutment	DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH3	Torque 25Ncm	0500 2756
	Dalbo®	Abutment	DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH4	Torque 25Ncm	0500 2757
	Dalbo®	Abutment	DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH5	Torque 25Ncm	0500 2758
Nobel Biocare	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH1	Torque 35Ncm	0500 2486
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH2	Torque 35Ncm	0500 2487
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH3	Torque 35Ncm	0500 2488
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH1	Torque 35Ncm	0500 2496
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH2	Torque 35Ncm	0500 2497
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH3	Torque 35Ncm	0500 2498
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH3	Torque 35Ncm	0500 2506
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH4	Torque 35Ncm	0500 2507
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH5	Torque 35Ncm	0500 2508
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH3	Torque 35Ncm	0500 2516
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH4	Torque 35Ncm	0500 2517
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH5	Torque 35Ncm	0500 2518
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH3	Torque 35Ncm	0500 2526
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH4	Torque 35Ncm	0500 2527
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH5	Torque 35Ncm	0500 2528

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Osstem®	Dalbo®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1, GH3	Torque 30Ncm	0500 2796
	Dalbo®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1, GH4	Torque 30Ncm	0500 2797
	Dalbo®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1, GH5	Torque 30Ncm	0500 2798
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH3	Torque 30Ncm	0500 2906
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH4	Torque 30Ncm	0500 2907
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH5	Torque 30Ncm	0500 2908
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5, GH3	Torque 30Ncm	0500 2916
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5, GH4	Torque 30Ncm	0500 2917
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5, GH5	Torque 30Ncm	0500 2918
	Dalbo®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8, GH1	Torque 30Ncm	0500 2926
	Dalbo®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8, GH2	Torque 30Ncm	0500 2927
	Dalbo®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8, GH3	Torque 30Ncm	0500 2928
	Camlog®	Dalbo®	Abutment	Camlog® 3.8, GH1	Torque 30Ncm
Dalbo®		Abutment	Camlog® 3.8, GH2	Torque 30Ncm	0500 2767
Dalbo®		Abutment	Camlog® 3.8, GH3	Torque 30Ncm	0500 2768
Dalbo®		Abutment	Camlog® 4.3, GH1	Torque 30Ncm	0500 2776
Dalbo®		Abutment	Camlog® 4.3, GH2	Torque 30Ncm	0500 2777
Dalbo®		Abutment	Camlog® 4.3, GH3	Torque 30Ncm	0500 2778
Dalbo®		Abutment	Conelog® 3.8/4.3, GH3	Torque 30Ncm	0500 2786
Dalbo®		Abutment	Conelog® 3.8/4.3, GH4	Torque 30Ncm	0500 2787
Dalbo®		Abutment	Conelog® 3.8/4.3, GH5	Torque 30Ncm	0500 2788
Zimmer	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH3	Torque 30Ncm	05002946
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH4	Torque 30Ncm	05002947
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH5	Torque 30Ncm	05002948
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH3	Torque 30Ncm	05002936
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH4	Torque 30Ncm	05002937
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH5	Torque 30Ncm	05002938
MIS® (wide platform)	Dalbo®	Abutment	MiS® Seven 3.5, GH3	Torque 30Ncm	05002946
	Dalbo®	Abutment	MiS® Seven 3.5, GH4	Torque 30Ncm	05002947
	Dalbo®	Abutment	MiS® Seven 3.5, GH5	Torque 30Ncm	05002948
	Dalbo®	Abutment	MiS® Seven 4.5, GH3	Torque 30Ncm	05002936
	Dalbo®	Abutment	MiS® Seven 4.5, GH4	Torque 30Ncm	05002937
	Dalbo®	Abutment	MiS® Seven 4.5, GH5	Torque 30Ncm	05002938
BioHorizons®	Dalbo®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5, GH3	Torque 30Ncm	05002946
	Dalbo®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5, GH4	Torque 30Ncm	05002947
	Dalbo®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5, GH5	Torque 30Ncm	05002948
	Dalbo®	Abutment	BioHorizons® Internal 4.5, GH3	Torque 30Ncm	05002936
	Dalbo®	Abutment	BioHorizons® Internal 4.5, GH4	Torque 30Ncm	05002937
	Dalbo®	Abutment	BioHorizons® Internal 4.5, GH5	Torque 30Ncm	05002938
Sweden+ Martina	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 3.3, GH3	Torque 30Ncm	0500 2956
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 3.3, GH4	Torque 30Ncm	0500 2957
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 3.3, GH5	Torque 30Ncm	0500 2958
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 3.8, GH3	Torque 30Ncm	0500 2966
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 3.8, GH4	Torque 30Ncm	0500 2967
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 3.8, GH5	Torque 30Ncm	0500 2968
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 4.25, GH3	Torque 30Ncm	0500 2976
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 4.25, GH4	Torque 30Ncm	0500 2977
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 4.25, GH5	Torque 30Ncm	0500 2978
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH3	Torque 30Ncm	0500 2986
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH4	Torque 30Ncm	0500 2987
	Dalbo®	Abutment	Sweden+ Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH5	Torque 30Ncm	0500 2988

Alle mit ® und ™ gekennzeichneten Unternehmen und Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Toutes les sociétés et marques accompagnées des symboles ® et ™ sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

All companies and trademarks with ® and ™ are registered trademarks of their respective owners.

Tutte le ditte e i marchi contrassegnati con ® e ™ sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Todas las empresas y marcas comerciales designadas con ® y ™ son marcas registradas de sus correspondientes propietarios.